

Indhold

0,024 % / 0,24 g/l hypoklorsyre
(aktivt klor), ioniseret vand,
natriumklorid.

Opbevaring

Opbevares ved stuetemperatur maks.
25° C.

Undgå direkte sollys, varme og frost.
Bør ikke overføres til anden beholder.
Kun til udvortes brug.

Opbevares utilgængeligt for børn.
Rester og tom emballage bortskaffes
i henhold til de kommunale affalds-
regulativer.

Holdbarhed: se datomærkning.

Fremstiller:

CF Pharma Ireland Ltd, Kilkenny, Irland.

Importør:

ScanVet Animal Health
Kongevej 66, 3480 Fredensborg, Danmark
www.scanvet.dk

Indhold: 150 ml



EffiClean EAR



150 ml

ScanVet

EffiClean EAR anvendes til rens,
pleje og desinfektion af ører.

EffiClean EAR har en bakterie-,
svampe- og virusdræbende
virkning.

Brugsanvisning

Øret fyldes med EffiClean EAR,
og basis af øret masseres blidt.
Vat kan anvendes til at fjerne
overskydende EffiClean EAR
og snavs fra den ydre øregang.
Gentag om nødvendigt.
Kan anvendes rutinemæssigt
eller efter dyrlægens anbefaling.
Bør ikke anvendes ved perforeret
trommehinde.

Anv. før:
Batch nr.:

RENS & PLEJE